

PRZECZYTAJ UWAGNIE I ZACHOWAJ PONIŻSZĄ INSTRUKCJĘ

Orteza na całą kończynę dolną z regulacją zakresu ruchomości, teleskopowa

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Jako producent, firma ORTHOSERVICE AG oświadcza, na swoją wyłączną odpowiedzialność, że niniejszy wyrób medyczny należy do klasy I i został wyprodukowany zgodnie z wymogami Dyrektyw 93/42/EWG i 2007/47/EWG. Instrukcje te zostały sporządzone w zastosowaniu wyżej wymienionych dyrektyw. Mają one na celu zapewnienie prawidłowego i bezpiecznego użytkowania wyrobu medycznego.

ZNAKI TOWAROWE MATERIAŁÓW

Velcro® jest zastrzeżonym znakiem towarowym Velcro Industries B.V.

ZALECENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

Zaleca się, aby nacisk wywierany przez urządzenie nie działał na części ciała, które są zranione, opuchnięte lub obrzęknięte. Wskazane jest, aby nie dociskać nadmiernie produktu, by nie powodować miejscowego nadmiernego ciśnienia lub ucisku leżącego w tym obszarze nerwów i/lub naczyń krwionośnych.

W razie wątpliwości odnośnie sposobu zastosowania, należy skonsultować się z wykwalifikowanym personelem. Należy uważnie przeczytać skład produktu na wewnętrznej etykiecie. Nie zaleca się umieszczania i używania wyrobu w pobliżu otwartych płomieni lub silnych pól elektromagnetycznych.

OSTRZEŻENIA

Produkt, przeznaczony do stosowania w wymienionych poniżej szczególnych wskazaniach, musi być przepisany przez lekarza i dopasowany przez wykwalifikowany personel tj technika ortopedę lub fizjoterapeutę, który jest kompetentnym specjalistą zarówno w zakresie stosowania, jak i wiedzy dotyczącej bezpiecznego stosowania wyrobu, zgodnie z indywidualnymi potrzebami. Aby zagwarantować jego skuteczność, tolerancję i prawidłowe funkcjonowanie, konieczne jest, aby zakładanie odbywało się z najwyższą starannością. Wszelkie ewentualne modyfikacje konstrukcji lub regulacja urządzania muszą być przepisane przez lekarza i wykonane przez technika ortopedę lub fizjoterapeutę. Nie należy w żaden sposób zmieniać dopasowania dokonanego przez lekarza, technika ortopedę lub fizjoterapeutę. Odpowiedzialność producenta nie ma zastosowania w przypadku niewłaściwego użytkowania lub dostosowania. Orteza jest przeznaczona do użytku tylko przez jednego pacjenta; w przeciwnym razie przekaże się wszelkiej odpowiedzialności zgodnie z przepisami dotyczącymi wyrobów medycznych. U osób nadzwyczajnych, bezpośredni kontakt ze skórą może powodować zaczerwienienie lub podrażnienie. W przypadku pojawienia się bólu, opuchlizny, obrzęku lub jakiegokolwiek innej nietypowej reakcji, należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem, technikiem ortopedą lub fizjoterapeutą. Skuteczność ortopedyczna produktu jest gwarantowana tylko przy użyciu wszystkich jego elementów zgodnie z zaleceniami.

NUMER KATALOGOWY / WYMIARY

Kod	REF. G1046
Rozmiar	Uniwersalny
Kolor	czarny
Obustronny	

KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

- ⚠ Nie chlorować
- ⚠ Nie prasować
- ⚠ Nie prać chemicznie
- ⚠ Nie suszyć mechanicznie

Ważne

- Szynny: Myć gąbką nasączoną ciepłą wodą przy użyciu neutralnego mydła. Osuszyć ściereczką
- Wyciółka: Zdejmij wyciółkę i umyj ją w letniej wodzie z neutralnym mydłem. Suszyć z daleka od źródła ciepła. Okresowo należy kontrolować stan mocowania śrub

Produktu ani żadnych jego części, nie wolno użytkować w kanalizacji oraz w pojemnikach domowego użytku

WSKAZANIA

- Leczenie pooperacyjne wymagalące kontroli i rehabilitacji więzadła zgięcia-wyprostu stawu kolanowego, i transpozycja apofizy przedniej kości piszczelowej, złamań dalszej części kości udowej, złamań bliższej części kości piszczelowej, złamań rzepki, uszkodzenia ścięgna prostownika
- Faza pourazowa zwichnięcia kolana
- Osteotomia szpotawie lub koślawe

PRZECIWWSKAZANIA

Na chwilę obecną brak znanych przeciwwskazań

WŁAŚCIWOŚCI I MATERIAŁY

- Teleskopowe boczne zawiasowe rozwórki wykonane są z lekkiego stopu aluminium. Teleskopowa regulacja długości za pomocą latwych w użyciu guzików na mankietach
- Zawory przelotowe pętli z automatycznym strukturalnym systemem mocowania
- Nietalowy zawias regulacyjny, lekki i intuicyjnie regulowany:
- zgięcie: od 0° do +120° w odstępach co 10°
- wyprost: od -10° do +60° w odstępach co 10°
- Możliwość zablokowania przegubu od 0° do +60° w odstępach co 10°
- Wymywane i nadające się do prania wkładki ochronne kłykc
- Podkładki w MTP ograniczające migrację ortozy i chroniące nogę przed bezpośrednim kontaktem z rozwałkami; podszyte zewnętrznie i umożliwiające przycięcia w celu dobrego dopasowania do obwodu nogi

PIERWSZE ZAŁOŻENIE ORTEZY PRZEZ LEKARZA / TECHNIKA ORTOPEDE

- 1 Odpenij wszystkie pasy i zacpez tymczasowo na sobie.
- 2 Oddziel wyciółkę od rozwórek z pasami.
- 3 Regulacja długości teleskopowych rozwórek uda i łydki:
 - Teleskopowa regulacja długości za pomocą latwych w użyciu guzików na mankietach - podnieś specjalny guzik znajdujący się na każdym zaworze (rys.A1)
 - wysuń zawór do żądanej długości, trzymając guzik uniesiony (rys.A2)
 - zwolnij przycisk, wprowadzając go do odpowiedniego otworu w metalowej części
- 4 Nalóż podkładki tak, aby dobrze przylegały do nogi, zapinając je z przodu odpowiednimi rzepami: najpierw nalóż podkładkę na udo, a potem na łydkę (rys. B). Aby ustawić je na odpowiedniej wysokości, pomóż sobie, umieszczając rozwórki obok nogi. W razie potrzeby przynij podkładki tak, aby pasowały do obwodu nogi.
- 5 Wykonaj rozwórki (zginając je) tak, aby pasowały do profilu nogi pacjenta (rys. C).
- 6 Ustaw regulację poziomu zgięcia i wyprostu zgodnie z opisem (punkty 1–5, regulacja zawiasów); wykonaj tę samą operację na obu zawiasach.
- 7 Przymocuj rozwórki do podkładek (rys. D); rozwórki muszą przebiegać wzdłuż linii środkowej nogi, a zawiasy muszą być na równi z rzepką, tak aby spoczywały na kłykciach. Aby wyrównać rozwórki z linią środkową nogi, użyj jako punktów odniesienia, kostki bocznej i krętarza większego kości udowej.
- 8 Upewnij się, że paski dobrze przylegają do ochraniający
- 9 Upewnij się, że obydwa zawiasy są na tej samej wysokości.
- 10 Po włożeniu pasów do odpowiednich pierścieni zapnij je na rzep Velcro® (rys. E-F): najpierw przymocuj pasy udowe, zaczynając od tego, który znajduje się najbliżej kolana; po czym przejdź do zapinania pasów łydki. Pasy należy napiąć tak, aby uniknąć pionowego przemieszczania się ortozy.

UWAGA: Proces modelowania musi być wykonany ręcznie, za pomocą kleszczy lub za pomocą umieszczenia ortozy na zaokrąglonej powierzchni (np. krzesło, poręcz łózka ...); nie należy używać kolana jako dziwni.

PIERWSZE ZAŁOŻENIE ORTEZY PRZEZ LEKARZA / TECHNIKA ORTOPEDE REGULACJA ZAWIASÓW

- 1 Naciśnij pomarańczowy przycisk jednocześnie obracając przezroczystą pokrywę (rys. 1).
- 2 Regulacja zgięcia (rys. 2):
 - Ustaw otwarcie pokryw tak, aby zbiegło się z ogranicznikiem zgięcia, a następnie wyciągnij sworznię.
 - Przekręć pokrywę i sworznię aż do otworu z odpowiednim stopniem zgięcia (wskazanymi na mechanizmie) i ponownie wóz sworznię.
- 3 Ponownie przekręć pokrywę (rys. 3).
- 4 Regulacja wyprostu (rys. 4):
 - Ustaw otwarcie pokryw tak, aby zbiegło się z ogranicznikiem wyprostu i wyciągnij sworznię.
 - Przekręć pokrywę i sworznię aż do otworu z odpowiednim stopniem wyprostu (wskazanymi na mechanizmie) i ponownie wóz sworznię.
- 5 Obracaj pokrywę, aż do momentu kliknięcia w pomarańczowym przycisku (rys. 5).

POKADY DLA PACJENTA

Aby ułatwić życie unieruchomionej kończynie bez zdejmowania ortozy zaleca się:

- 1 Otwórz górną część ortozy (pasy i podkładki) i następnie umyj udo
 - 2 Zamknij górną część ortozy
 - 3 Otwórz dolną część ortozy (pasy i podkładki) i następnie umyj nogę
 - 4 Zamknij dolną część ortozy
 - 5 Napij pasy tak, aby uniknąć pionowego przemieszczania się ortozy.
- Do mycia kończyny zaleca się użycia wilgotnej gąbki.

LUETHAN OHJEET HUOLELLISESTI LÄPI JA SÄILYTTÄ NE TARPEEN VARALTA

Leikkattui leikkauksen jälkeinen ortosis, teleskooppiversio polvelle

VAATIMUSTENMUKAISUUS VAKUUTUS

Valmistaja ORTHOSERVICE AG vakuuttaa, että tuote on luokan I lääkinnällinen laite ja sen on valmistettu Direktiivin 93/42/EEC ja 2007/47/EC vaatimusten mukaisesti. Tämä käyttöohje on laadittu direktiivien vaatimusten mukaisesti ja sen tarkoitus on varmistaa tämän lääkinnällisen tuotteen turvallinen ja oikea käyttö.

TUOTEMERKIT

Velcro® on Velcro Industries B.V.:n rekisteröity tavaramerkki.

VAROITIMET

On suositeltavaa, että tuotteen aiheuttama paine ei vaikuta kehon osiin, joissa on haavoja, turvotusta tai kynnmyä. Tuotetta ei saa kiristää liian tiukalle, jotta painepisteiltä vältytään eikä liikaa painetta kohdistu hermoin ja verisuoniin.

Jos sinulla on kysyttävää tuotteen käytöstä, käänny tuotteen toimitaneen apuvälineammattilaisen puoleen. Tuotetta ei saa käyttää avotulen lähellä tai voimakkaiden magneettikenttien läheisyydessä.

VAROITUKSET

Tätä tuotetta tulee käyttää ainoastaan lääkinnälliseen käyttöön, lääkärin määrääksien ja virallisesti hyväksytyyn apuväline-tekniikan sovitannan ja hänen antamiensa yksilöllisten ohjeiden mukaisesti. Tuotteen oikean ja tehokkaan toiminnan varmistamiseksi ja tuotteen vahingoittumisen estämiseksi on tärkeää, että se puetaan erittäin huolellisesti. Kaikki muutokset tuotteen rakenteeseen tai säätöihin pitää olla lääkärin määräämiä ja apuväline-tekniikon tekemiä.

Lääkärin tai apuväline-tekniikon tekemiä säätöjä ei saa muuttaa. Valmistaja ei ole vastuussa, jos tuotetta käytetään tai sovitetaan väärin. Ortoosi on tarkoitettu vain yhdessä potilaan käyttäessä, jota käytetään useammalle kuin yhdelle potilaalle, valmistaja ei ota vastuuta lääkinnällisissä laitteissa koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Erittäin herkällä henkilöllä tuotteen turvota ihokontakti voi aiheuttaa ihon punoitusta ja ärsytystä. Jos tuotteen käyttö aiheuttaa kipua, turvotusta, kynnmyä tai muita poikkeavia oireita ota heti yhteyttä lääkärin. Tuotteen ortopedinen teho voidaan taata vain, kun kaikkia sen komponentteja käytetään.

MITTAUSTAULUKKO / KOKO

Tuotenumero	REF. G1046
Koko	Yksi koko
Väri	musta
Sopii oikeaan ja vasempaan jalkaan	

TUOTTEEN KÄSITTELY JA HOITO

- ⚠ Ei saa valkaista
- ⚠ Älä silittä
- ⚠ Ei kemiallista pesua
- ⚠ Ei rumpkuivausta

Ważne

- Pesuohje:
 - Runko: Puhdistä pesusienen kanssa lämpimällä vedellä ja miedolla pesuaineella. Kuivaa rätillä.
 - Pehmusteet: Irotta pehmusteet ja puhdistä lämpimällä vedellä ja miedolla pesuaineella. Kuivaa kuumkana lämpöä lähteistä.

Älä hävitä tuotetta tai mitään sen osia luontoon.

INDIKAATIOIT

- Post-operatiivinen kontrolli, joka vaatii polven fleksio-ekstensio -rajoitusta, nivelsidekorjaus, sääriluu anterioron apofyysi, reisivuun alakolmanneksen murtumat, sääriluu yläkolmanneksen murtumat, patellamurtumat, jännevammat
- Polvivammojen jälkeinen käyttö
- Osteotomia

KONTRAINDIKAATIOIT

Ei tunnettuja kontraindikaatioita.

OMINAISSUDET JA MATERIAALI

- Teleskooppien, nivelleilinen lateraalikisko valmistettu kevyestä alumiiniseoksesta. Teleskooppien ja helppokäyttöinen pituus säätö
- Rungossa remmien soljet ja pikakiinnityssysteemi, metalliton muokattava nivel, kevyt ja säätömahdollisuus:
 - Fleksio: 0° - 120°, 10° välein
 - Ekstensio: -10° - +60°, 10° välein
 - Mahdollisuus lukita nivel tiettyyn asentoon 0° - +60°, 10° asteen välein
- Irottehtavat ja pestävät kondlyyppihymmet
- Pehmusteet eivät hiosta ja suojaavat jalkaa suoralla kontaktilla tuen runkoon; saumat vain ukkopuolella, pehmustetta voidaan leikata istuvuuden parantamiseksi

PUKEMISOHJEET

- 1 Aava kaikki remmit ja kiinnitä ne väliaikaisesti itseensä
- 2 Irotta pehmusteet rungosta
- 3 Seuraa seuraavia ohjeita säätääksesi teleskooppiksikot pohkeesta ja reidestä sopiviksi:
 - Nosta kiskoissa olevia painikkeita (kuva A1)
 - Liu uta kiskoja, kunnes se on sopivan pituinen, pidä samalla painike nostettuna (kuva A2)
 - Vapauta painike siten, että se palautuu sille tarkoitettuun aukkoon
- 4 Aseta pehmusteet siten, että ne tulevat tiiviisti jalan ympärille. Sulje se takaa Velcro® -tarranauhoilla: ensin reiden pehmuste, sitten pohkeiden pehmuste (kuva B). Aseta pehmuste sopivalle korkeudelle ja sen jälkeen pue tuki jalkaan. Jos tarpeellista, pehmustetta voi yhtenästä, jotta se sopii käyttäjän jalkaan paremmin (yhennä pehmustetta ohuempaa osaa pitkin siten, että pehmuste sulkeutuu hyvin).
- 5 Muotoile kiskoja (taivuttamalla niitä) parantaaksesi tuen istuvuutta (kuva C)
- 6 Muokkaa fleksio-ekstensio -säätöä ohjeiden mukaisesti (kohdat 1-5, nivelen säätäminen): tee samat säädöt molempiin niveliin
- 7 Kiinnitä kiskot pehmusteisiin (kuva D): kiskojen tulisi seurata jalan mediaalireunaa ja nivelen pitäisi asettaa patellan kanssa samaan linjaan, jotta se osuu kondylian kohdalle. Kohdistaaaksesi tuen mediaaliskoon jalan mediaalireunan tasalle, käytä merkkihoitajan malleolla ja lonkan isoa sarvennoista (luu-uloke).
- 8 Varmista, että Velcro® ovat kohdakkain pehmusteiden kanssa
- 9 Varmista, että molemmat navleet ovat samalla korkeudella
- 10 Kiinnitä Velcro® -remmit, kun olet varmistanut, että ne menevät oikeista soljista (kuvat E-F): kiinnitä ensin reisiremmit aloitteen lähempää polvea; sitten kiinnitä pohjeremmi. Kiristä remmit siten, ettei tuki liiku

HUOMAUTUS: Rungon taivutus pitäisi tehdä käsin, apua voi saada asettamalla runko pyörätettyyn kuumaan (tuoli, sängyn reuna) älä taivuta omaa polvea vasten.

PUKEMISOHJEET AMMATTILAISILLE / NIVELN SÄÄTO

- 1 Paina oranssia painiketta ja samaan aikaan käännä läpinäkyvää kantta (kuva 1)
- 2 Säätääksesi fleksiota (kuva 2):
 - Käännä kannen aukkoa fleksiorajoittimen kanssa ja poista tappi
 - Käännä kantta uudelleen (kuva 3)
- 3 Säätääksesi ekstensiota (kuva 4):
 - Käännä kannen aukkoa fleksiorajoittimen kanssa ja poista tappi
 - Käännä kansi ja nivel sopivan rajoitusasteen kohdalle hoitomääräyksen mukaisesti ja aseta tappi paikalleen
- 4 Käännä kansi, kunnes oranssi painike loksahtaa (kuva 5)

SUOSITUKSET POTILAALLE

Helppottaaksesi immobiloisidun alaraajan pesemistä ilman tuen riisumista, toimi seuraavasti:

- 1 Aava tuen yläosa (remmit ja pehmuste) ja pese reisi
- 2 Kiinnitä yläosa
- 3 Aava tuen alaosa (remmit ja pehmuste) ja pese sääri
- 4 Kiinnitä alaosa
- 5 Kiristä remmit ehkäistäksesi tuen liikkuminen. Jalan pesemiseen suositellaan pesusientä

- Tämän asiakirjan kuvaukset ja kuvat ovat vain kappallisiin tarkoituksiin. Orthoservice pidättää oikeuden muuttaa niitä tarpeen mukaan.

LÜDZU, UZMANĪGI UN RŪPĪGI IZLASIET INSTRUKCIJAS

Pēcoperācijas perioda ceļa ortoze ar pakāpenisku locītavas kustības regulēšanu, Teleskopiskā versija

ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

Ražotājs ORTHOSERVICE AG ar pilnu atbildību paziņo, ka šis izstrādājums ir I klases medicīnas ierīce un tas ir ražots saskaņā ar Direktīvu 93/42/EEC un 2007/47/EC pamatprasībām. Šis lietošanas instrukcijas ir sagatavotas saskaņā ar iepriekš minēto direktīvu prasībām. Tās mērķis ir nodrošināt atbilstošu un drošu medicīniskās ierīces lietošanu.

MATERIAĻU PREČU ZĪMES

Velcro® ir Velcro Industries B.V. reģistrēta preču zīme.

PĪESĀRZĪBAS PASĀKUMI

Iesākumā izvietot izstrādājumu tā, lai tas nepiespiestu uz ķermeņa daļām, uz kurām ir brūces, pietūkumi vai piepampumi. Izstrādājumu nedrīkst pievilkt pārāk cieši, lai izvairītos no spiediena punktu veidošanās, vai zem tā esošo nervu vai asinsvadu spāpšanās. Ja rodas šaubas par izstrādājuma izmantošanu, sazinieties ar ortopēdu – tehniku. Lūdzu, uzmanīgi izlasiet izstrādājuma sastāvu uz birkas iekšpusē. Ierīci nedrīkst lietot atklātas liesmas vai stipru elektromagnētisku lauku tuvumā.

BRĪDĪNĀJUMI

Izstrādājumu var izmantot tikai medicīnisku indikāciju gadījumā pēc ārsta norādījuma, tas jāuzliek ortopēdam – specialīstam, kas kompetents veikt šādas manipulācijas, kā arī sniegt informāciju par izstrādājuma drošu pielietošanu atbilstoši individuālām vajadzībām. Lai nodrošinātu efektivitāti, nepasambu un pareizu darbību, ierīce ir jāuzliek loti piesardzīgi. Jebkādas izmaiņas ierīces struktūrā vai iestatījumos jāveic ortopēdam - tehnikim pēc ārsta norādījuma. Nekādā gadījumā nedrīkst mainīt ārsta/ortopēda tehniķa veiktos iestatījumus. Ražotājs nenes atbildību gadījumā ja izstrādājums tiek pielietots vai uzstādīts neatbilstoši. Izstrādājumu ir ieteicams lietot vienam pacientam; ja tas tiek lietots vairākiem pacientiem, ražotājs neuzņemas atbildību vai saistības saskaņā ar medicīnas izstrādājuma instrukcijām. Pacientiem ar paaugstinātu jutību ties kontaktā ar ādu var izraisīt apstārumu vai kairinājumu. Sāpju, pietūkumu, piepampumu vai jebkādu nepareastu reakciju gadījumā nekavējoties sazinieties ar savu ārstu. Izstrādājuma ortopēdiskā efektivitāti var tikt garantēta tikai ja pielieto visās tā daļās.

IZVEĻE/IZMĒRS

Artikuls	REF. G1046
Izmērs	Viens izmērs
Krāsa	melna
Piemērots labajai un kreisajai kājai	

KOPŠANA

- ⚠ Nedrīkst balināt
- ⚠ Nedrīkst ķīmiski tīrīt
- ⚠ Nedrīkst gludināt
- ⚠ Nedrīkst žāvēt vēļās žāvētājā

Ważne

- Mazgāšanas norādījumi:
 - Šinās: mazgāt ar sūkli siltā ūdenī, izmantojot maigas ziepes. Noslaucīt ar sausu drānu.
 - Polsterējums: noņemt polsterus un mazgāt siltā ūdenī, izmantojot maigas ziepes. Žāvēt prom no siltuma avotiem.

Neizmēriet izstrādājumu vai kādu no tā sastāvdaļām vidē.

INDIKĀCIJAS

- Pēcoperācijas ārstēšana, kad ir nepieciešama ceļa fleksijas – ekstensijas kontrole (ī saīsu rekonstrukcija, priekšējā lielais kaula izauguma (apophysis) transpozīcija, augšstilba distālas trešdaļas lūzumi, lielais liela kaula proksimālais trešdaļas lūzumi, patellas lūzumi, stiepējciņpsu bojājumi
- Ceļa mežģināju pētraumatiskā apūpe
- Varus / valgus deformāciju augšstilba un apakšstilba osteotomijas

KONTRINDIKĀCIJAS

Pastāik nav zināmas.

RAKSTURĪELUMI UN MATERIĀLI

- Šānu teleskopiskā šarnīra šina izgatavota no viegla alumīnija sakausējuma. Tās garums regulējams ar vieglu taustīņu piespēšanu uz šīnu aprocēm.
- Aizsargaproces priekš siksnu cilpām , ar konstruktīvu auto-pasaizsēļa sistēmu; nemetalisks šarnīrs ir viegli un intuitīvi regulējams:
 - fleksija: no 0° līdz 120° ar 10° soli
 - ekstensija: no - 10° līdz + 60° ar 10° soli
 - iespēja bloķēt locītavu no 0° līdz 60° ar 10° soli
- Noņēmans un mazgāšanas kondīļa aizsargpolsteris
- Polsteri izgatavoti no MTP (moltoprens) putām lai ierobežotu izstrādājuma nobīdi nēsāšanās laikā un aizsargāt kāju no tiešā kontakta ar šinām; par cik viņi ir polsterēti tikai no ārpuses, polsterus var piegriezt labākai pielāgošanai kājas virsmā.

IZSTRĀDĀJUMA UZLIKŠANA

- 1 Atvēriet visas siksnaš un īslaičīgi piefiksējiet tās ap sevi.
- 2 Atdaliet polsterējumu no šinam un siksnaš.
- 3 Izpildiet sēkojšos solus lai pielāgotu teleskopisko šarnīru garumu augšstilbam un ikriem:
 - Paceliet taustīņu kurš ir viegli atrodams uz katras aprocēs (zīm.A1)
 - Turot taustīņu paceltā stāvoklī (zīm. A2) bīdēt aproci līdz tiek sasniegtas vēlamais garums
 - Atdaliet taustīņu tā lai tas ieliet iekšā attiecīgajā atverē uz metāliskās daļas.
- 4 Novietojiet polsterējumu tā lai viņš cieši piegul pie kājas, nostiprinot to aizmugurē ar attiecīgajām Velcro® aizdārēm: no sākuma augšstilba polsterējumu, pēc tam īkru polsterējumu (zīm.B). Lai novietotu polsterējumu optimālā augstumā, nolieciet ortozī blakus kājai. Ja nepieciešams, polsterējums var tikt saīsaināts tā lai to pielāgot pacienta kājai (saisiniet polsterējumu gar tīevākām daļām tā lai tas pareizi nosēdz kāju).
- 5 Veidojiet šinās (tos saliekot) pielāgojot tos pacienta kāju formai (zīm. C).
- 6 Noregulējiet fleksiju un ekstensiju, kā tas ir aprakstīts (punkti 1-5, nod. šarnīra regulēšana): veiciet šo darbību uz abiem šarnīriem.
- 7 Piestipriniet šinās pie polsteriem (zīm. D): šinām jāseko kājas mediālaj līnijai un šarnīriem jābūt pielīdzinātiem ar ceļa blodiņu tā lai tie atrastos virs kondīliem.Šīnu pielīdzināšanai kājas mediālaj līnijai izmantojiet kā atskaītes punktus laterālō potīti un lielo grozītāju (trochanter major) .
- 8 Nodrošiniet lai Velcro® siksnaš perfekti pielīdzinātos attiecīgiem polsteriem.
- 9 Pārīlecīnieties ka abi šarnīri ir uz vienāda augstuma.
- 10 Nostipriniet Velcro® siksnaš pēc viņu izvilksānas caur attiecīgajām cilpām (zīm.E-F): sākumā nostipriniet augšstilba siksnaš, sākot ar tuvāko celiņu, pēc tam turpiniet ar īkru siksnu nostiprināšanu. Pievelciet siksnaš tā lai izslēgtu ortozes vertikālo nobīdi.

PIEZĪEME: Šīnu saliekšanas procedūra jāveic ar rokām, izmantojot skrīvsplīvēt vai nolietkot tos uz attiecīgi noapaļotu parociņu priekšmetu (krēsls, gultas mala utt.); neizmantojiet savu celi kā sviru.

INSTRUKCIJA DAKTERIM / TEHNĪKIM ŠARNĪRA REGULĒŠANA:

- 1 Nospiediet oranžo taustīņu, vielaicīgi griežot caurspīdīgo vāciņu (zīm.1)
- 2 Noregulēt fleksiju (zīm.2):
 - Grieziet vāciņu līdz atvēre sakrīt ar fleksijas stop vietu, tad izvelciet tapu
 - Grieziet vāciņu un tapu līdz caurumam ar vēlamo fleksijas grādi (uzrādīti uz mehanisma) un ievietojiet tur tapu
- 3 Pagrieziet vāciņu atkal (zīm.3).
- 4 Noregulēt ekstensiju (zīm.4):
 - Grieziet vāciņu līdz atvere sakrīt ar ekstensijas stop vietu, tad izvelciet tapu
 - Grieziet vāciņu un tapu līdz caurumam ar vēlamo ekstensijas grādi (uzrādīti uz mehanisma) un ievietojiet tur tapu
- 5 Grieziet vāciņu līdz dzirdāt oranžā taustīņa klikšķi (zīm.5).

REKOMENDĀCIJAS PACIENTAM

Lai atvieglotu imobilizācijas locītavas mazgāšanu, nenonēmot ortozī, tiek rekomendēts:

- 1 Atvēriet augšējo daļu (siksnaš un polsterējums) un nomazgājiet augšstilbu
- 2 Aizveriet augšējo daļu
- 3 Atvēriet apakšējo daļu (siksnaš un polsterējums) un nomazgājiet kāju
- 4 Aizveriet apakšējo daļu
- 5 Pievelciet siksnu lai izslēgtu ortozes vertikālo nobīdi. Locītavas mazgāšanai tiek rekomendēts pielietot mitru sūkli.

- Šajā dokumentā ietvertie apraksti un attēli ir paredzēti tikai ilustratīviem komerciāliem mērķiem. Orthoservice patur tiesības tos mainīt atbilstoši savām vajadzībām.



REF. G1046

