

## SWEDEN VÄNLIGST LÄS INSTRUKTIONERNA NOGGRANT OCH SPARA DEM

### Ortos för stabilisera och stödja ryggraden

#### DEKLARATION AV ÖVERSTÄMMELE

Som tillverkare, Orthoservice AG deklarerar sitt fulla ansvar att denna produkt är en medicinteknisk klass 1 produkt som framställets i linje med av EU direktiv 2017/745 (MDR). Instruktionerna är utarbetade i linje med ovan nämnda förordning. De är utformade för att säkerställa en adekvat och säker användning denna medicintekniska produkt.

#### VARUMÄRKE AV MATERIAL

Velcro® är ett registrerat varumärke för Velcro Industries B.V.

#### SÄKERHETS FÖRESKRIFTER

Vi rekommenderar att trycket som produkten ger inte appliceras på någon kroppsdels som har sår, svullnad eller blödder. Det rekommenderas att inte spänna produkten för hårt för att undvika för stort lokalt tryck eller kompression av underliggande nerver och/eller blodkärl. Ytterligare så rekommenderar vi att använda ett underlag för att undvika direkt hudkontakt. Vid teksamheter om hur produkten skall användas kontakta en läkare, sjukgymnast eller ortopedtekniker. Läs materiaalkompositionen på insidan av produktens etikett noggrant. Vi rekommenderar att inte använda produkten i närhet av öppen eld eller starka elektromagnetiska fält. Applicera inte vid direktkontakt med öppna sår.

#### VARNING

Det rekommenderas att denna produkt, som är konstruerad för specifika indikationer enligt nedan förskrivs av en doktor eller sjukgymnast och appliceras av ortopedtekniker, i linje med användarens behov. För att säkerställa effektivitet, tolerans och korrekt funktion skall appliceringen utföras med yttersta omsorg. Andra inte inställningarna utförda av läkare, sjukgymnast eller ortopedtekniker. Tillverkarens ansvar förfaller vid oöppning användning eller anpassning. Ortosen skall endast användas av en användare. Om ortosen används opassande, avsejer sig tillverkaren allt ansvar för reglerna av medicintekniska produkter. För hyperkänsliga individer, direkt hudkontakt kan skapa rodnad och irritation. Om det uppstår smärta, svullnad, blödder eller någon annan reaktion kontakta omgående din läkare och vid speciella allvariga problem rapportera ärendet till tillverkaren samt till behörig myndighet. Effektiviteten av denna ortopedtekniska produkt är endast garanterad när alla komponenter används korrekt.

#### SKÖTSELRÅD

- Får inte blekas  Ingen kemtvätt
- Får inte strykas  Ingen torktumlning
- Tvättråd. Handtvätt i ljummet vatten (30°C) med ett mildt tvättmedel. Låt torka bortom direkta värmeåskåd.

Ätervinn produkten och dess delar ansvarsfullt.

#### INDIKATIONER

- Lumbago
- Ischias lumbago och smärta i crural nerven
- Spondylartros och ländryggsdiskopati
- Lätt trauma mot lumbosakrala kolumnen och paravertebrala ländryggen
- Post-operativ period
- Resultat av avslappning av ländryggsåskor
- Behandling av fraktur av tvärgående processer
- Degenerativ ländryggskolios
- Spondylos med eller utan vertebral listhes

#### KONTAINDIKATIONER

Inga kända för tillfället

#### EGENSKAPER OCH MATERIAL

- REF. 1322-1322SH-1323-1354-1355-1622-1623-1654-1655
- Dragssystem med elastiska band och öglor, för riktad tryck och perfekt stabilisering
- 4 bakre fickor för insättning av stabila förstärkta skenor (tillägg) för att ersätta de befintliga
- Axelband med polstring
- Velcro® fixering framtill
- REF. 1622 - 1623 - 1654 - 1655
- Bakre inlägg av korslagd material för maximal genomsiktighet,
- Huvudmaterial av bomull med en liten mängd elastane.
- REF. 1322 - 1322SH - 1323 - 1354 - 1355
- Material av bomull med en liten mängd elastane.

#### REF. 1321 - 1353

- Yttre Velcro®-förslutning med medföljande ficka.
- Speciellt format för att stödja komfort och användning.
- 4 bakre fickor för insättning av stabila förstärkta skenor (tillägg) för att ersätta de befintliga
- Dragssystem med elastiska band för riktad tryck och perfekt stabilisering. Dragband med öglor för stöd och förenklad användning.
- Velcro® fixering framtill
- Material tillverkat av bomull med en mindre mängd elastane. Individuellt anpassningsbart efter patientens förutsättningar.

#### APPLICERINGSINSTRUKTIONER

##### REF. 1322-1322SH-1323-1354-1355-1622-1623-1654-1655

- 1 Öppna upp korsetten och provisoriskt fixera Velcro® banden på sidan (fig. A) Positionera stödet på ett sådant sätt så att den inte etiketten är placerad uppåt.
- 2 Applicera stödet och använd den mellersta delen av Velcro® stängningen för säkert fixera (fig. B) Säkerställ att stängningen är exakt centrerad.
- 3 Spänn stödet långsamt genom att stänga den lägre Velcro® bandet mot frontens remсор (fig. C)
- 4 Säkra sedan de övre bandet till de främre Velcro® remсор. (fig. D)

##### REF. 1321 - 1353

- 1 Öppna upp korsetten och fixera provisoriskt Velcro banden på sidan. Placera stödet så att det centrala Velcro bandet är positionerat mellan bröst- och bygdöbeten. (fig. A)
- 2 Vägled sidobandet till höger över höften till den avsedda Velcro stängningen. För att göra detta, för in fingrarna i den medföljande lommen (övre sløyfen) och skapa den lämpliga spändingen (fig. B)
- 3 Slutför att säkra upp sidobandet över höften (nedre öglan) (fig. C)
- 4 Dra sedan åt korsetten och fäst de nedre spännermarna, det ena över det andra (vänstre över höger, eller vice versa) i höjd med bygdöbeten (fig. D-E).
- 5 Fäst de övre spännermarna på samma sätt (vänster över höger eller vice versa) och välj önskad höjd:
  - a) Överlappning med de nedre spännermarna (fig. F);
  - b) Övnapå de nedre spännermarna.

För att säkerställa optimal stabilisering, forma de styva skenorna som tillhandahålls och skjut ned dem i fickorna på baksidan.

- Beskrivningar och bilder i detta dokument är endast illustrativa och för kommersiellt syfte. Orthoservice förbehåller sig rätten att ändra utan föregående meddelande baserat på behov.

## NORWAY VENNLIGST LES INSTRUKSJONENE NØYE OG TA VARE PÅ DEM

### Ortose for å stabilisere og støtte ryggraden

#### SAMSVARERKLÆRING

Som produsent erklærer Orthoservice AG sitt fulle ansvar for at dette produktet er et medicinteknisk klasse 1-produkt, framstilt i samsvar med kravene i EU direktiv 2017/745 (MDR). Instruksjonene er utarbeidet i tråd med ovennevnte forskrift. De er utarbeidet for å sikre tilstrekkelig og sikker bruk av dette medicintekniske produktet.

#### MERKING AV MATERIALER

Velcro® er et registrert varemerke for Velcro Industries B.V.

#### SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Vi anbefaler at dette produktet ikke påføres på noen kroppsdels som er rammet av sår, hevelse eller kuler, på grunn av trykket produktet skaper. Det anbefales ikke å stramme produktet for hardt for å unngå overevent lokalt tryck eller kompresjon av underliggende nerver og/eller blodkar. Vi anbefaler i tillegg å bruke undertøy for å unngå direkte hudkontakt. Kontakt lege, fysioterapeut eller ortopedtekniker dersom du i tvil om hvordan produktet skal brukes. Les materialesammensetningen på insiden av produktetiketten nøye. Vi anbefaler at du ikke bruker produktet i nærheten av åpen ild eller sterke elektromagnetiske felt. Ikke påfør ved direkte kontakt med åpne sår.

#### ADVARSLER

Det anbefales at dette produktet, som er designet for spesifikke indikasjoner som nevnt nedenfor, foreskrives av en lege eller fysioterapeut og påføres av en ortopedtekniker, i tråd med brukernes behov. For å sikre effektivitet, toleranse og riktig funksjon skal produktet anvendes med største forsiktighet. Ikke endre på innstillingene som er gjort av lege, fysioterapeut eller ortopedtekniker. Produsentens ansvar bortfaller ved uegnet bruk eller tilpassing. Ortosen skal bare brukes av en bruker. Dersom ortosen brukes på uegnet vis, fraskriver produsenten seg alt ansvar for reglene for medicintekniske produkter. For overfølsomme personer kan direkte hudkontakt forårsake rødhet og irritasjon. Skulle det oppstå smerte, hevelse, kuller eller andre reaksjoner, må du kontakte legen din umiddelbart. Ved spesielt alvorlige problemer må du også rapportere forholdet til produsenten og til relevant myndighet. Effektiviteten til dette ortopediske produktet er bare garantert når alle komponentene brukes riktig.

#### PLEIEINSTRUKSJONER

- Skal ikke blekes  Tåler ikke kjemisk rens
- Skal ikke strykes  Skal ikke tørketromles
- Vaskinstruksjoner For: Håndvaskes i lunken vann (30 °C) med et mildt vaskemiddel.
- La det tørke langt unna direkte varmekilder

Resirkuler produktet og dets deler ansvarlig.

#### INDIKASJONER

- Lumbago
- Isjias, lumbago og smerte i krunalnerven
- Spondylartrose og lumbal diskopati
- Lett traume i lumbosakrale ryggvirvler og paravertebral korsrygg
- Postoperativ periode
- Resultat av avslapning av ledevirvler
- Behandling av fraktur av tværgående processer
- Degenerativ lændryggskolios
- Degenerativ skolios i korsryggen
- Spondylose med eller uten vertebral listhes

#### KONTRAINDIKASJONER

Ingen kjente på nåværende tidspunkt

#### EGENSKAPER OG MATERIALE

- REF. 1322-1322SH-1323-1354-1355-1622-1623-1654-1655
- Trekkssystem med elastiske bånd og sløyfer for rettet trykk og perfekt stabilisering
- 4 baklommer bagtil for innsettning av stabile, forsterkede skinner (kjøpes til) for å erstatte de inkluderte
- Skulderremmer med polstring
- Velcro®-fiksering foran
- REF. 1622 - 1623 - 1654 - 1655
- Bakre innlegg av korslagd materiale for maksimal permeabilitet,
- Hovedmateriale av bomull med en liten mengde elastan.
- REF. 1322 - 1322SH - 1323 - 1354 - 1355
- Materiale af bomuld med en lille smule elastan.

#### REF. 1321 - 1353

- Ytre Velcro®-lukking med medfølgende lomme.
- Spesielt format for å støtte komfort og bruk.
- Trinnsikre falder
- 4 baklommer bagtil for innsettning av stabile, forsterkede skinner (kjøpes til) for å erstatte de inkluderte
- Trekkssystem med elastiske bånd for rettet trykk og perfekt stabilisering. Stropp med løkker for støtte og forenklet bruk.
- Velcro®-fiksering foran
- Materiale laget av bomull med en liten mengde elastan. Kan tilpasses individuelt etter pasientens forutsetninger.

#### BRUKSANVISNING FOR APPLIKASJON

##### REF. 1322-1322SH-1323-1354-1355-1622-1623-1654-1655

- 1 Åpne korsettet og fest Velcro®-stroppene midlertidig på siden (fig A) Plasser støtten slik at etiketten ikke plasseres oppover.
- 2 Ta på støtten og bruk den midterste delen av Velcro®-lukningen for å feste sikkert (fig. B). Sørg for at lukningen er nøyaktig sentert.
- 3 Stram støtten sakte ved å lukke den nedre Velcro®-stroppen mot frontrensene (fig. C)
- 4 Fest deretter de øvre stropene til de fremre Velcro®-remsene. (fig. D)

##### REF. 1321 - 1353

- 1 Åpne korsettet og fest borrelåsstroppene midlertidig på siden. Plasser støtten slik at den sentrale borrelåsstroppen er plassert mellom brystbenet og det fremre bekkenbenet. (fig. A)
- 2 Før sidestroppen til høyre over hoften til den tiltenkte borrelåslukkingen. For å gjøre dette, stikk fingrene inn i den medfølgende lommen (øvre sløyfen) og lag et passende strekk (fig. B)
- 3 Avslutt ved å feste sidestroppen over hoften (nedre sløyfe) (fig. C)
- 4 Stram deretter korsettet og fest de nedre stropene, den ene over den andre (venstre over høyre, eller omvendt) i høyden til bekkenet (fig. D-E).
- 5 Fest de øvre spennestroppene på samme måte (venstre over høyre eller omvendt) og velg ønsket høyde:
  - a) Overlapp de nedre spennestroppene (fig. F);
  - b) Toppen av de nedre spennestroppene.

For å sikre optimal stabilisering, form de stive skinnene som følger med og skyv dem inn i lommene på baksiden.

- Beskrivelsene og bildene i dette dokumentet er kun ment for illustrasjonsmessige og kommersielle formål. Orthoservice forbeholder seg retten til å gjøre endringer uten forutgående varsel etter behov.

## DENMARK LÆS VENNLIGST INSTRUKTIONERNE OMHYGGELIGT OG GEM DEM

### Ortose til at stabilisere og støtte ryggraden

#### ØVERENSSTEMMESESERKLÆRING

Som producent erklærer Orthoservice AG sit fulde ansvar for, at dette produkt er et medicinteknisk klasse 1-produkt, som er fremstillet i overensstemmelse med kravene i EU-direktiv 2017/745 (MDR). Instruktionerne er udarbejdet i overensstemmelse med ovennævnte bekendtgørelse. De er lavet for at sikre tilstrækkelig og sikker anvendelse af dette medicintekniske produkt.

#### VAREMÆRKE AF MATERIALER

Velcro® er et registreret varemerke tilhørende Velcro Industries B.V.

#### SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Vi anbefaler, at trykket, som produktet giver, ikke påføres på noen kroppsdels, som har sår, eller hevet eller kuler. Det anbefales ikke at spænde produktet for hårdt for at undgå et for stort, lokalt tryk eller kompression af de underliggende nerver og/eller blodkar. Derudover anbefaler vi at bruge et underlag for at undgå direkte hudkontakt. Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal bruge produktet, så kontakt en læge, fysioterapeut eller ortopedtekniker. Les materialesammensetningen på indersiden af produktets etiket nøje. Vi anbefaler at du ikke bruger produktet i nærheden af åben ild eller stærke elektromagnetiske felter. Må ikke påføres ved direkte kontakt med åbne sår.

#### ADVARSEL

Det anbefales, at dette produkt, som er konstrueret til specifikke indikationer i henhold til nedenstående, ordineres af en læge eller fysioterapeut og anvendes af ortopedtekniker i overensstemmelse med brugernes behov. For at sikre effektivitet, tolerance og korrekt funktion skal produktet anvendes med yderste omhu. Du må ikke ændre de indstillinger, der er foretaget af en læge, fysioterapeut eller ortopedtekniker. Produsentens ansvar bortfalder i tilfælde af forkert brug eller tilpassning. Ortosen skal kun benyttes af en bruger. Hvis ortosen anvendes uhensigtsmæssigt, fraskriver producenten sig ethvert ansvar for reglerne for medicintekniske produkter. For overfølsomme personer kan direkte kontakt med huden forårsage rødme og irritation. Hvis der opstår smerte, hevelse, bylder eller nogen anden form for reaktion, skal du omgående kontakte din læge, og ved specielt alvorlige problemer skal sagen rapporteres til producentens samt til den relevante myndighed. Effektiviteten af dette ortopedtekniske produkt er kun garanteret, når alle komponenter anvendes korrekt.

#### VEDLIGEHOLDELSE

- Må ikke bleges  Må ikke tørvaske
- Må ikke stryges  Må ikke tørretumbles
- Vaskanvisning. Håndvaskes i lunken vand (30°C) med et mildt vaskemiddel.
- La det tørre væk fra direkte varmekilder

Genbrug produktet og dets dele på ansvarlig vis.

#### INDIKATIONER

- Lumbago
- Isjias, lumbago og smerte i cruralnerven
- Spondylartrose og lænderyggsdiskopati
- Let traume mod den lumbosakrale hvirvel og paravertebrala lænderyg
- Postoperativ periode
- Resultat af afslapning af lændesmerte
- Behandling af fraktur af tværgående processer
- Degenerativ skoliose i lænden
- Spondylose med eller uden vertebral listhes

#### KONTRAINDIKATIONER

Ingen kendes i øjeblikket

#### EGENSKAPER OG MATERIALER

- REF.1322-1322SH-1323-1354-1355-1622-1623-1654-1655
- Justerbart system med elastiske bånd og løkker for et målrettet tryk og perfekt stabilisering
- 4 lommer bagtil til indsettning af stabile, forstærkede skinner (tillæg) til at erstatte de eksisterende
- Skulderrem med polstring
- Velcro®-fiksering foran
- REF. 1622 - 1623 - 1654 - 1655
- Indlæg bagert af korslagt materiale for maksimal gennemtrængelighed,
- Hovedmateriale af bomuld med en lille smule elastan.
- REF. 1322 - 1322SH - 1323 - 1354 - 1355
- Materiale af bomuld med en lille smule elastan.

#### REF. 1321 - 1353

- Ydre Velcro®-lukning med medfølgende lomme.
- Spesielt designet til at understøtte komfort og anvendelse.
- Trinnsikre samme
- 4 lommer bagtil til indsettning af stabile, forstærkede skinner (tillæg) til at erstatte de eksisterende
- Justerbart system med elastiske bånd for et målrettet tryk og perfekt stabilisering. Trækband med løkker for støtte og nem anvendelse.
- Velcro®-fiksering foran
- Materiale laget af bomuld med en mindre mængde elastan. Individuelt justerbart efter patientens forudsætninger.

#### ANVENDELSESVEJLEDNING

##### REF. 1322-1322SH-1323-1354-1355-1622-1623-1654-1655

- 1 Åbn korsettet og fiksér provisorisk Velcro®-båndet på siden (fig A) Positionér støtten på en sådan måde, at etiketten ikke er placeret opad.
- 2 Påfør støtten, og anvend den mellemste del af Velcro®-lukningen for at fiksere den sikkert (fig. B). Sørg for, at lukningen er præcis centreret.
- 3 Spænd støtten langsomt ved at lukke den nedre del af Velcro®-båndet mod frontens remme (fig. C).
- 4 Sørg derefter for at sikre de øverste remme til de forreste Velcro®-bånd. (fig. D)

##### REF. 1321 - 1353

- 1 Åbn korsettet og fiksér midlertidigt Velcro®-båndet på siden. Placer støtten så det centrale Velcro®-bånd er positioneret mellem bryst- og kønsbenet. (fig. A)
- 2 Træk sidebåndet til højre over hoften til den relevante Velcro®-lukning. For at gøre dette skal du føre fingrene ind i den medfølgende lomme (øvre løkke) og skabe den passende spænding (fig. B)
- 3 Afslut ved at sikre sidebåndet over hoften (nedre løkke) (fig. C)
- 4 Stram deretter korsettet og fastgør de nedre spænderemmer, det ene over det andet (venstre over højre eller vice versa) på niveau med kønsbenet (fig. D-E).
- 5 Fastgør de øvre spænderemmer på samme måde (venstre over højre eller vice versa) og vælg den ønskede højde:
  - a) Overlappning med de nedre spænderemmer (fig. F);
  - b) Oven på de nedre spænderemmer.

For at sikre optimal stabilisering skal du forme de medfølgende stive skinner og skubbe dem ned i lommene på baksiden.

- Beskrivelserne og billederne i dette dokument er kun vejledende og til kommercielt formål. Orthoservice forbeholder sig retten til at foretage ændringer uden forudgående varsel efter behov.

## FINLAND LUETHAN OHJEET HUOLELLISESTI LÄPI JA SÄILYTÄ NE TARPEEN VARALTA

### Tukiliivit stabiloimaan lannerankaa ja rintarangan alaosa.

#### VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Valmistajana ORTHOSERVICE AG vakuuttaa, että tämä on luokan I lääkinmällinen laite, joka on valmistettu ja arvioitu EU-direktivillä 2017/745 (MDR) mukaisesti. Nämä ohjeet on laadittu edellä mainitun asetuksen mukaisesti. Niiden tarkoituksena on varmistaa lääkinmällisen laitteen oikea ja turvallinen käyttö.

#### MATERIAALIEN TUOTEKIRKIT

Velcro® on Velcro Industries B.V:n rekisteröity tavaramkki

#### TURVALLISUUSVAROTOIMET

Suosittelemme, että tuotteen aiheuttamaa painetta ei kohdisteta kehonosiin, joissa on haavoja, turvotusta tai kylmyä. Tuotetta ei saa kiristää liian tiukalle, jotta liialliselta paikalliselta puristelta välttyään eikä tuotteen alasiin hermoihin ja verisuoniin kohdistu liiallista puristusta. Lisäksi suosittelemme aluaatteen käyttämistä suoran ihokosketuksen välttämiseksi. Jos sinulla on epäselvyyttä tuotteen käytöstä, käänny tuotteen toimittaneen apuvälineammatillaisen puoleen. Lue tuoteseloste huolellisesti tuote-etiketistä. Tuotetta ei suositella käytettäväksi avotulen tai voimakkaiden magneettikenttien läheisyydessä. Älä levitä suoraan kosketuksiin avoimien haavojen kanssa.

#### VAROITUKSET

On suositeltavaa, että lääkäri tai fysioterapeutti määrittelee laitteen, joka on suunniteltu alla esitettyihin käyttöaiheisiin, ja jonka apuvälinealan ammattilainen asentaa potilaskohtaisesti. Tuotteen tehokkuuden, käyttökävyyden ja moitteettoman toiminnan varmistamiseksi asennus ja sovitus on suoritettava huolellisesti. Älä koskaan muuta lääkäriin, fysioterapeuttiin tai apuvälinealan ammattilaiseen tekemää säätöä. Valmistajan vastuu raukevat, mikäli tuotetta käytetään väärin tai sitä muutetaan. Ortoosi on tehty yhdelle potilaalle ja se on tarkoitettu vain yhdelle potilaalle. Valmistajan vastuu raukeaa, mikäli tuotetta käytetään väärin kuten lääkinmällisiä laitteita koskevassa asetuksessakin säädetään. Herkällisillä henkilöillä suora ihokosketus voi aiheuttaa punoitusta ja ärsytystä. Jos tuotteen käyttö aiheuttaa kipua, turvotusta, kutinaa tai muita haittavaikutuksia, ota yhteyttä lääkäriin. Jos kyseessä on erityisen vakava haitta, ilmoita tapahtumasta tuotteen valmistajalle ja maakantaitselle toimivaltaiselle viranomaiselle. Ortopedisin tuotteen tehokkuus taataan vain, kun kaikki komponentteja käytetään oikein.

#### TUOTTEEN KÄSITTELY JA HOITO

- Ei saa käyttää valkaisuainetta.  Ei kemiallista pesua.
- Ei saa silittää.  Ei saa rumpukuivata.
- Pesuohje: Kirnmitä tarrat huolellisesti pesun ajaksi. Varmistaan vastuu raukevat, mikäli tuotetta käytetään miedolla pesuaineella hiennopesuohjelmalla max 30°C lämpötilassa.
- Älä kuivata tuotetta lämmönlähteen lähellä.

#### INDIKAATIOIT

- Noidanuoli
- Iskias ja lannerangan cruralgia
- Nivelrikko ja lannerangan kipuiliat
- Lievät ristiselän alueen vammat ja paravertebralilihasten kontraktuurat
- Leikkauksen jälkeinen tuenta
- Lannenkiemien kasaanpainumismurtumat
- Processus transversuksen murtumat
- Vain malli 1322 - 1354 - 1622 - 1654:
- Rappauttava lannerangan skolioosi
- Spondyloosi tai spondyloosi/listeesi

#### KONTRAINDIKAATIOIT

Ei tunnettuja kontraindikaatioita

#### OMINAISUUDET JA MATERIAALI

##### REF.1322-1322SH-1323-1354-1355-1622-1623-1654-1655

- Joustavien hihnojen ja lenkkien muodostama kiristysmekanismi auttaa kohdistamaan tuen tarkasti mahdollisten täydellisen stabilisaation
- Takana neijä taskua, joissa olevat itsemuotoutuvat joustavat tukilastat voidaan korvata jyrkällä vahvistetuilla tukilastoilla (lisävaruste)
- Velcro® tarrakiinnitys edessä
- Yksilöllisesti muotoiltavissa potilaan mukaan
- REF. 1622 - 1623 - 1654 - 1655:
- Selkäpuolella kaistale maksimaalisesti hengittävää verkkomateriaalia
- Päämateriaali valmistettu puuvillasta, jossa hieman mukana elastaania
- REF. 1322 - 1323 - 1354 - 1355:
- Materiaali puuvillalla, jossa mukana vähän elastaania

##### REF. 1321 - 1353:

- Kiinnitystä helpottavat taskut sormille
- Muotoilu parantaa käyttökävyyttä ja tuen paikallaanpysymistä
- Kestävät reunat
- 4 taskua tukipuille, jotka voidaan asettaa tuen läheisemmäksi
- Elastisia lisäremmillä tuen määrää voidaan säädellä ja suunnata halutulla tavalla
- Lisäremmit kulkevat solkien läpi ja helpottavat tuen käyttöä
- Edessä isompi tarrakiinnitys
- Materiaali sisältää pieniä määriä elastaania
- Yksilöllisesti muotoiltavissa

#### TUEN PUKEMINEN



